

## Solución Tampón Pool Line Redox 470 mV 25 bolsas de 20 ml



La solución Tampón Pool Line Redox HI700224P es una solución de calidad hecha con productos químicos de grado reactivo que se utiliza para verificar la respuesta de los electrodos de ORP de platino y oro utilizados para medir la calidad del agua de piscinas, spas y jacuzzis. La solución de prueba de redox se presenta en cómodos sobres desechables y es ideal para los técnicos de servicio que comprueban las sondas de redox del proceso mientras realizan el mantenimiento rutinario del lugar. Los sobres también son ideales para el usuario que sólo necesita verificar la sonda con poca frecuencia. Cada vez que se abre un paquete está tan fresco como el día en que se produjo.

- Valor de 470 mV  $\pm$ 10 mV a 25°C
- 25 sobres con 20 mL de solución cada uno
- Vida útil de 5 años para los sobres sin abrir

Referencia: -

Valor ORP @25°C	470 mV $\pm$ 10 mV	
Paquete	bolsitas	
Cantidad		25
Tamaño	20 mL	