

## Solución calibración Pool Line TDS 6,44 g/L 25 bolsitas de 20 ml



La Solución de calibración Pool Line TDS HI700384P contiene un estándar de primera calidad utilizado para calibrar los medidores de TDS que miden el nivel de sal en piscinas, spas y jacuzzis. El estándar TDS es trazable por el NIST y se presenta en sobres de un solo uso. Cada bolsita tiene el número de lote y la fecha de caducidad estampados en ella y está hecha de lámina de bloque ligero que garantiza la frescura cada vez que se abre una. La línea de soluciones TDS de HANNA ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación de un sobre sin abrir.

- Envase cómodo para un solo uso
- 25 sobres que contienen 20 mL de solución
- Ideal para los técnicos de servicio en el mantenimiento de una piscina de agua salada

Referencia: -

Valor TDS @25°C	6.44 ppt (g/L)	
Paquete @25°C	bolsitas	
Cantidad		25
Tamaño	20 mL	