

Fotómetro portátil para plata 0.000 a 1.000 mg/L



El fotómetro portátil de plata HI97737 combina precisión y facilidad de uso en un diseño ergonómico y portátil. Un usuario puede determinar con precisión la concentración de plata dentro de un rango de 0.000 a 1.000 mg / L (ppm) utilizando los reactivos listos para usar HI93737-0.

- Validación y calibración CAL Check TM
- Apagado automático
- Temporizador de la medida

El HI97737 se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, pilas e instrucciones.

El HI97737C se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, kit de patrones de calibración certificados, paño limpieza cubetas, jeringa 10ml, pilas, instrucciones y maletín de transporte. No incluye reactivos

Referencia: -

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Plata
Especificaciones adicionales

Información de envío
Reactivos y Standares