

## Maletín Pool Line de cloro, pH y T° (HI7014 + HI981074)



Conjunto en maletín de medidor de bolsillo de Checker Pool Line Cloro Libre HI7014 y Tester pH/T° Pool Line pH HI981074

- Especialmente diseñado para medida de agua en piscinas
- Principales parámetros de piscinas en un sólo maletín
- Económico
- Cumple con la norma ISO 17381

Se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, soluciones de calibración de pH4 y 7 . manual de instrucciones, pilas ,maletín de transporte y garantía.

Referencia: -

		HI981074
pH	Rango	0,0-14,0 pH
	Resolución	0.1
	Precisión 25°C	±0,1
	Calibración	Automático en uno o dos puntos (pH 4.01, 7.01, 10.01)
Temperatura	Rango	0,0-50,0°C
	Resolución	0,1°C

---

	Precisión(25°C	±0,5°C
Especificaciones adicionales	Compensación T <sup>a</sup>	Automática, de 0°C a 50°C
	Bateria	CR2032 3V Li-ion aprox. 800Horas de uso continuo
	Auto apagado	7 min,60 minutos o puede ser desactivado
	Peso	75g