

## Solución verificación para checker Pool Line Cloro Libre 0 a 2,50 ppm



El HI7014-11 es una Solución de Verificación Pool Line para el checker de Cloro Libre HI7014 (Cloro Libre 0 a 2,50 ppm) Se suministra con un certificado de análisis. El Certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad.

- Valor estándar precoloreado de 1,00  $\pm 0,05$  ppm de cloro libre a 25°C
- Se suministra con certificado de análisis
- Reutilizable, larga vida útil

Referencia: -