

## Maletín Pool Line de cloro y pH Checker HI7014 + HI779



El maletín incluye:

El **Checker Pool Line Cloro Libre HI7014** y  
Reactivo líquido Cloro Libre para 100 test:

- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del cloro
- Posibilidad de uso con reactivo líquido o polvo

**Checker Pool Line pH (6,3 a 8,6) HI779** y  
Reactivo líquido pH para 100 test:

- La facilidad de un kit de pruebas químicas sin el mantenimiento de los medidores de pH tradicionales.
- Medidas precisas y sencillas
- Muestra directa en pantalla del valor del pH
- Posibilidad de verificar la medida mediante patrón

Además se incluyen cubetas con tapa (4), batería e instrucciones.

Referencia: -