

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fluoruros rango bajo para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Fluoruros de rango bajo se usan como método de validación y calibración del HI97729-11. Tienen un rango de trabajo de 0.00 a 2.00 mg/L (ppm de fluoruro) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de 1.00 ± 0.03 mg/L de fluoruro a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Fluoruro - HI97729-11
Rango	0.00 a 2.00 mg/L (ppm de fluoruro)
Valor patrón estándar	1.00 ± 0.03 mg/L de fluoruro a 25°C.