

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Sílice para serie HI97



Los estándares de sílice CAL Check™ HI97705-11 ofrecen una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de rango bajo para sílice HI97705. Se suministra con un certificado de análisis con el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro HI97705.

- Trazables a NIST
- Se suministra con certificado de análisis
- Valor estándar de  $1,00 \pm 0,01$  mg/L (ppm) SiO<sub>2</sub>
- Reutilizable con estabilidad de larga vida útil

Referencia: -