

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de fosfatos rango alto para serie HI97



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Fosfato de alto rango se usan como método de validación y calibración del HI97717-11. Se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $15.0 \pm 0.5$  mg/L de fosfato a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Fosfato - HI97717-11
Valor patrón estándar	$15.0 \pm 0.5$ mg/L de fosfato a 25°C