

Reactivo predosificado en viales de 16mm para Hierro total



Los viales HI96778-25 son reactivos pre-dosificados para la determinación de Hierro total en un total de 25 test. Se usa el **método Fenantrolina** del Manual para la determinación de agua y aguas residuales, 22a edición.

- 25 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Uso del método Fenantrolina del Manual para la determinación de agua y aguas residuales

Referencia: -