

## HALO2 tester de pH Smart, cuerpo de plástico para usos generales



El medidor de pH HI9810422 está diseñado para medir de manera rápida y sencilla el pH con un electrodo para usos generales. Diseñado para mediciones de campo debido a su durabilidad y resistencia

- Conexión Bluetooth de protocolo abierto, que permite conexión con app HANNA LAB, y sistemas LIMS
- Conexión a nube (HANNA CLOUD)
- Compensación automática de temperatura
- 0.01 pH resolución y  $\pm 0.05$  precisión del pH
- Electrodo con cuerpo de resina PEI, que es duradero y fácil de limpiar.
- Especial para medidas en campo, usos generales
- Manejo con un solo botón

Se suministra completo con: solución de pH 4.01 (2 sobres), solución de pH 7.01 (2 sobres), solución de limpieza de electrodos (2 sobres), solución de almacenamiento de electrodos (13 ml), manual de instrucciones y certificado de calidad.

Referencia: -

Rango de pH	0.00 a 12.00 pH
Resolución de pH	0.01 pH
Precisión de pH (@ 25°C )	$\pm 0.05$ pH
calibración de pH	Automático, en 3 o 4 puntos.

Compensación de temperatura

Automática (0 a 50° C) o manual

## Características generales

Apagado automático	8 minutos, 60 minutos, o puede ser desactivado
Tipo de batería / Vida útil	CR2032 Li-ion / Aproximadamente 1000 horas de uso continuo, con modo bluetooth 500 horas
Ambiente	0 a 50 ° C ; HR 95% max.
Compatibilidad / Requisitos del sistema	<p>Android: compatible con la mayoría de los dispositivos equipados con tecnología Bluetooth Smart (Bluetooth 4.0) y con <b>Android 6.0 ó posterior</b></p> <p>El permiso de ubicación debe estar habilitado en el dispositivo.</p> <p>El Halo2 tiene una versión <b>bluetooth 5.0</b> por lo que se puede conectar a cualquier dispositivo que tenga la <b>versión Bluetooth 5.0 o anterior</b></p> <p>Para IOS, la app funciona con la <b>versión 12.0 o posterior</b></p>
Descargar información	<b>La aplicación Hanna Lab</b> está disponible gratis en Play Store o App Store