

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Zinc



Los patrones CAL Check trazables a NIST de Zinc se usan como método de validación y calibración del HI97731-11. Tienen un rango de trabajo de 0.00 a 3.00 mg/L (ppm de Zinc) y se suministran con el certificado de análisis que proporcionan el número de lote, valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad.

- Suministrados con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $1.50 \pm 0.020$  mg/L de Zinc a 25°C
- Reutilizable con una larga vida útil

Referencia: -

Nombre del producto	Estándar CAL Check de Zinc - HI97731-11
Rango	0.00 a 3.00 mg/L (ppm de Zinc)
Valor patrón estándar	$1.50 \pm 0.020$ mg/L de Zinc a 25°C