

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de pH para serie POOL LINE



Kit de patrones de calibración que permite al usuario validar y calibrar el fotómetro portátil Pool Line HI971044. Se suministra con certificado de análisis donde se indica el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad.

- Trazable a NIST
- Suministrado con certificado de análisis
- Valor estándar de pH 8,0 \pm 0,1 @ 25°C
- Reutilizable con estabilidad de larga duración

Referencia: -