

## Mantenimiento Preventivo Equipos Electroquímicos



Servicio de mantenimiento preventivo de medidores multiparamétricos serie HI98XXX, consistente en:

- Intervención por personal cualificado en HANNA:
- Inspección y limpieza general del equipo y accesorios.
- Test de presión y verificación de humedades.
- Revisión, mantenimiento y ajuste de electrodos (pH, CE, OD y Turbidez).
- Sustitución de juntas tóricas de estanqueidad.
- Emisión de un Certificado de CONFORMIDAD y RECOMENDACIONES.
- Trato prioritario para diagnóstico en 48-72 horas.

**Este servicio se realiza en las instalaciones de HANNA en Eibar (Gipuzkoa). Los portes de retorno son por cuenta de HANNA.**

Opcionalmente, se puede incluir **una Calibración Certificada trazable a NIST/ENAC** (valorada en 295€).

Referencia: -