

Reactivo Magnesio en agua de mar para 25 test



El kit de reactivos HI783-25 para la determinación de magnesio en agua marina con el minifotómetro Checker HI783. Estos reactivos de alta calidad, se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre.

- Rango de 1000 a 1800 ppm (mg/L de magnesio)
- Cantidad de análisis : 25 tests
- Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad

Referencia: -

Cantidad de análisis	para 25 medidas
Método	Determinación de Magnesio mediante método Salicilato