

## Fotómetro portátil Cloro Libre y Total/pH/Ácido Cianúrico/Alcalinidad



**Hasta el 31/07/2024 illévatelo por solo 280€! (precio habitual 410€).**

Fotómetro HANNA 5 en 1 de cloro libre, cloro total, pH, ácido isocianúrico y alcalinidad, nueva serie HI97, HS971044. Fotómetro calibrable con sistema CALCHEK calibrable por el usuario, con nuevo diseño óptico para mejorar la repetitividad y rapidez de la medida.

- Impermeable, nueva protección del sistema óptico
- Sistema Calcheck
- Menú con sistema de ayuda con descripciones paso a paso en pantalla.
- Cumple con la norma ISO 17381

Importante: si va a medir la alcalinidad, necesitará el reactivo de eliminación de cloro HI93755-53

HS971044 se suministra con 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, 100 de Cloro Total, 100 de pH y 10 de Ácido Cianúrico, pilas e instrucciones. Reactivos de alcalinidad no incluidos.

Referencia: -