

Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloruros para serie HI97



Los estándares de cloruro CAL Check™ HI97753-11 brindan una solución simple para calibrar y validar el fotómetro portátil de cloruros HI97753. Este conjunto de estándares de alta calidad se fabrica en nuestras instalaciones de última generación y se suministra con un certificado de análisis. El certificado de análisis proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de vencimiento para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloruro compatible.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de $10,0 \pm 0,040$ mg/L de cloruro @ 25 °C
- Reutilizable con estabilidad de larga vida útil

Referencia: -