

## Maletín Cloro Libre, pH, CE, TDS y Tº HI701 + HI98130 + HI98501



Conjunto en maletín para medida de cloro libre, pH, conductividad, TDS y temperatura. Incluye:

- Medidor de bolsillo de Cloro Libre - Checker HI701
- Medidor de bolsillo combinado de pH, CE, TDS y Tº - Tester Combo HI98130
- Termómetro compacto con sonda de penetración - Checktemp HI98501

**Este maletín se suministra también con:** 2 cubetas de medición con tapa, reactivo líquido para 100 test de Cloro Libre, soluciones de calibración 12880 microS/cm, TDS 6,44 gr/l, pH 4, pH 7, almacenamiento y limpieza (1 sobre de cada), manual de instrucciones de cada equipo, pilas y certificados.

Referencia: -