

Calibración trazable a NIST para turbidímetros HI93703 en 1 punto



Servicio de calibración trazable a NIST para turbidímetros HI93703 en 1 punto (5NTU), con emisión de certificado, realizado en el laboratorio de HANNA instruments.

La calibración incluye el ajuste del equipo con las soluciones de ajuste propias del equipo.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen **un plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -