

## Kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de Cloro libre rango bajo para serie HI97



Los kit de patrones calibración "CAL CHECK" trazable a NIST de cloro libre (rango bajo) HI97762-11 proporcionan una solución sencilla para calibrar y validar el fotómetro portátil HI97762. Este conjunto de estándares de alta calidad se suministra con un certificado de análisis que proporciona el número de lote, los valores de referencia y la fecha de caducidad para la trazabilidad al certificar el fotómetro de cloro libre apropiado.

- Suministrado con Certificado de Análisis
- Valor estándar de  $0.400 \pm 0.015$  mg / L (ppm) de cloro libre a 25 °C
- Reutilizable con estabilidad de larga vida útil

Referencia: -

**Embalaje** Estándares sellados: 0.00 y 0.400 mg / L de cloro libre

**Cantidad** 1 juego