

Solución Tampón pH 7,01 y CE 1413 microS/cm 20 bolsas de 20 ml



El HI77100 es un pack de soluciones de conductividad de 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ y soluciones de pH 7.01 trazables con NIST y que vienen en sobres portátiles de un solo uso.

- 20 sobres de 20 ml (10 de cada uno).
- En cada sobre se indica el número de lote y la fecha de vencimiento.

HI77100P: SIN certificado de análisis.

HI77100C: CON certificado de análisis.

Referencia: -

	HI77100P	HI77100C
Descripción	Solución estándar de conductividad (CE) y pH	Solución estándar de conductividad (CE) y pH
Certificado de Análisis	No	Sí
Precisión de pH	± 0.01 pH	± 0.01 pH
Valor pH @ 25°C	7.01	7.01
Contenido	Solución de CE de 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (10 sobres)	Solución de CE de 1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (10 sobres)
	Solución de pH 7.01 (10 sobres)	Solución de pH 7.01 (10 sobres)
Envase	10 sobres (10 cada)	10 sobres (10 cada)
Tamaño	20 mL	20 mL
Valor CE @25°C	1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1,413 $\mu\text{S}/\text{cm}$