

Ajuste y verificación electrónica equipos Serie 6000



Servicio de ajuste y verificación electrónica medidores electroquímicos Serie 6000 en laboratorio de HANNA:

- Ajuste de la electrónica del medidor
- Verificación electrónica del equipo*
- Emisión de informe de verificación

** Verificación de electrodos y sondas no incluidos en este servicio.*

En caso de necesitar la calibración del medidor con sus electrodos / sondas, consultar la siguiente información.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -