

## Ajuste y verificación electrónica equipos Serie 6000



Servicio de ajuste y verificación electrónica medidores electroquímicos Serie 6000 en laboratorio de HANNA:

- Ajuste de la electrónica del medidor
- Verificación electrónica del equipo\*
- Emisión de informe de verificación

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un plazo de entrega aproximado de 10 días.

Para formalizar el pedido, es necesario incluir en las observaciones nombre y dirección de empresa para la que se va a emitir el certificado.

\* Verificación de electrodos y sondas no incluidos en este servicio.

En caso de necesitar la calibración del medidor con sus electrodos / sondas, consultar la siguiente información.

Referencia: -