

Calibración trazable a NIST pH/CE/OD con ajuste electrónico serie HI5000/6000



Certificado de calibración de los equipos electroquímicos de la serie HI5000 y HI6000 (pH, conductividad, oxígeno disuelto) con trazabilidad NIST en uno o dos puntos (dependiendo de equipo y parámetro).

El servicio incluye:

- Revisión del estado del electrodo/sonda.
- Verificación de la sonda de temperatura en un punto.
- Ajuste y verificación electrónica de los equipos HI5000 o HI6000.
- Calibración en uno o dos puntos y emisión del certificado.

En caso de necesitar certificar parámetro(s) adicional(es), añadir 1ud. de la referencia ISOCERTAD por parámetro adicional.

El certificado se envía por correo electrónico en formato PDF.

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

Referencia: -