

Cubeta test Fenol, 25 test



Los HI96788-25 son viales de reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de Fenoles utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Rango: 0.00 a 5.00 mg/L
- Método EPA 420.1

Referencia: -

Rango	0.00 a 5.00 mg/L
Resolución	0.01 mg/L
Exactitud	± 0.05 mg/L $\pm 3\%$ de lectura
Longitud de onda	510 nm
Cubeta	13 mm de diámetro
Método	Adaptación EPA 420.1 método 4 aminoantipirina