

Verificación equipo PCA trazable a NIST



Servicio de verificación de analizadores/controladores automáticos PCA de cloro de HANNA instruments, con emisión de un certificado en PDF que se enviará por correo electrónico.

Este servicio está indicado para la verificación del parámetro de cloro libre, mediante comparación con fotómetro certificado con trazabilidad NIST.

Los pedidos que incluyen este servicio, tienen un **plazo de entrega aproximado de 10 días.**

Para pedidos de servicio de laboratorio, sobre medidores que requieren ser enviados a nuestras instalaciones, se deben de enviar junto con este archivo:

Solicitud de Certificación

() Precio servicio realizado en el laboratorio de HANNA instruments. Consultar precio para realizar el servicio in-situ.*

Referencia: -