

Cubetas test Amonio rango bajo 0.000 a 2.500 mg/L NH4 ISO 23695, 25 test



Los HI96791-25 son viales de reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de Amonio (rango bajo) utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- Rango: 0.000 a 2.500 mg/L
- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso

Referencia: -