

Cubeta test Nitritos para agua marina 0 a 600 µg/L NO₂-N 25 test



Los HI96789-25 son viales de reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica de Nitritos en agua marina utilizando un fotómetro de sobremesa iris. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones con tecnología punta y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada caja para su trazabilidad.

- 25 viales de 16 mm con reactivos pre-dosificados para facilitar su uso
- Rango: 0 a 600 µg/L.
- Para agua marina

Referencia: -