

## Solución Tampón pH 7,413 resolución milesimal, 500 ml



La HI6074 es una solución de calibración milesimal de pH 7.413 de alta calidad trazable a NIST.

Las soluciones estándar con resolución milesimal están diseñadas para usuarios que requieren una resolución de 0.001 para las mediciones de pH. Las soluciones de calibración de HANNA tienen el número de lote de producción y la fecha de vencimiento claramente indicados en la etiqueta, además de un anillo protector en la tapa para garantizar la calidad de la solución.

- Se suministra con Certificado de Análisis
- Precisión de  $\pm 0.002$  pH a 25 °C
- Tabla de temperatura del valor de pH real a diversas temperaturas impresa en cada botella

Referencia: -