

Módulo pH/ORP/ISE para serie HI6000



Módulo intercambiable de medida de pH, Potencial Redox (ORP),IÓN Selectivo (ISE) y temperatura para el medidor multiparamétrico modular de la serie HI6000.

- Flexibilidad de medición multiparamétrica
- Diseño Plug-and-play
- Instalación sin esfuerzo
- Compatible con cualquier electrodo de pH con conector BNC o BNC + RCA, electrodo ORP o ISE.

*** Electrodo no incluido.**

Referencia: -