

## Cubeta test Fósforo Total, 50 test



Los viales HI93763B-50 y HI93758C-50 son reactivos predosificados que siguen una adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico para la determinación de fósforo total de alto rango utilizando un fotómetro de sobremesa compatible.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso.
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.
- Adaptación del método Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, 4500-PC, ácido vanadomolibdofosfórico.

El reactivo de **rango alto** 0,0 a 32,6 mg/L, corresponde a la referencia: HI93763B-50.

El reactivo de **rango bajo** 0,00 a 1,15 mg/L, corresponde a la referencia: HI93758C-50.

Referencia: -