

## Cubeta test Amonio (25 test)



Reactivos pre-dosificados para la determinación de Amoníaco siguiendo el método de Nessler, una adaptación del Manual ASTM de Tecnología de Agua y Medio Ambiente, utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Cada caja contiene 25 viales marcados con fecha de vencimiento y número de lote.

- 25 viales con reactivo pre-dosificado para facilitar su uso.
- Determinación mediante método Nessler (Adaptación de ASTM Tecnología de Agua y Medio Ambiente).
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

**Paquete**  
**Cantidad**  
**Rango**  
**Resolución**  
**Exactitud**  
**Color de identificación del vial**  
**Aplicaciones**  
**Método**  
**Proposición 65**

Frascos y botella
25 pruebas
Rango bajo: 0.00 a 3.00 mg / L (como NH 3-N) Rango alto: 0 a 100 mg / L (como NH 3-N)
1 mg / l
± 1 mg / L o ± 5% de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
verde
Ambiental, Industrial, Análisis de Aguas, Tratamiento de Aguas Residuales.
Adaptación del Manual ASTM de Agua y Tecnología Ambiental, D1426-92, método de Nessler
<b>ADVERTENCIA</b> : Este producto puede exponerse a sustancias químicas, como el mercurio y los compuestos de mercurio, que el Estado de California considera que causan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.