

Cubeta test Nitratos 0,0 a 30,0 mg/L NO₃-N 50 test



Los viales HI93766-50 son reactivos pre-dosificados que siguen el método del ácido cromotrópico para la determinación de nitrato utilizando un fotómetro de sobremesa compatible.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso.
- Uso del método de ácido cromotrópico.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

Paquete

Viales y sobres

Can 50 pruebas

tida
d

Dist 0.0 a 30.0 mg / L (como
anci NO₃ -N)

a

Res 0.1 mg / l

oluc

ión

Exa ± 1.0 mg / L o ± 5% de la

ctit lectura a 25 ° C, lo que

ud sea mayor

Apli Ambiental, Industrial,

caci Análisis de Aguas,

one Tratamiento de Aguas

s Residuales.

Mét Método del ácido

odo cromotrópico