

## Cubeta test Nitrógeno Total



Los viales HI93767 son reactivos pre-dosificados para la determinación colorimétrica del nitrógeno total a través del método de ácido cromotrópico.

- 50 viales de reactivos pre-dosificados para facilitar su uso.
- Se entrega con certificado de calidad.
- Marcado con fecha de vencimiento y número de lote para trazabilidad.

Referencia: -

<b>Paquete</b>	Viales, botellas y paquetes.
<b>Cantidad</b>	50 (49 Pruebas)
<b>Rango</b>	HI93767A-50: 0,0 a 25,0 mg / L N (rango bajo) HI93767B-50: 10 a 150 mg / L N (rango alto)
<b>Resolución</b>	1 mg / l
<b>Exactitud</b>	$\pm 3$ mg / L o $\pm 4\%$ de la lectura a 25 ° C, lo que sea mayor
<b>Aplicaciones</b>	Análisis de aguas, tratamiento de aguas residuales.
<b>Método</b>	método del ácido cromotrópico